

德国 FLUKO FA25 高剪切分散乳化机

FA25 型集灵巧方便于一身，德国原装马达，可选 20 种分散工作头，转速最高 28000rpm，线速度达 27m/s，整机模块结构，操作方便，可长时间运转，满足高要求分散乳化实验，



规格	处理量 ml	切线速度 m/s	输入输出 功率 w	转速范围 rpm	可浸入液体长度	最高精度
FA25-6G	0.2-10	6	500/320	10000 -28000	45mm	100cp
FA25-8G	1-60	8			100mm	100cp
FA25-10G	30-150	10			120mm	200cp
FA25-18G	50-1500	18			170mm	2000cp
FA25-18F	50-1500	18			170mm	1200cp
FA25-20G	50-3000	20			190mm	2000cp
FA25-20F	50-3000	20			190mm	1200cp
FA25-20DG	50-3000	20			190mm	2000cp
FA25-20DF	50-3000	20			190mm	1200cp
FA25-25G	100-5000	27			225mm	3500cp
FA25-25F	100-5000	27			225mm	2000cp
FA25-25DG	100-5000	27			225mm	3500cp
FA25-25DF	100-5000	27			225mm	2000cp

德国 FLUKO FA30 高剪切分散乳化机

FA 型大功率，强扭矩设计，德国原装马达，可选配 FA25 型的工作头，转速最高可达 30000rpm，线速度高达 33m/s，整机模块结构，操作方便，最大处理量 10L。

规格	最大处理量 L	切线速度 m/s	输入输出 功率 w	转速范围 rpm	可浸入液体长度	最高粘度
FA30-30G	10	33	1050/560	10000-30000	245mm	4000cp
FA30-30M						3500cp
FA30-30F						3000cp



德国 FLUKO FA40 高剪切分散乳化机

FA40 型大功率，强扭矩设计，德国原装马达，转速最高可达 22000rpm，线速度高达 40m/s，整机模块结构，操作方便，最大处理量 20L，可满足最大的实验量

规格	最大处理量 L	切线速度 m/s	功率 w 输入输出	转速范围 rpm	可浸入液体长度	最高粘度
FA40-40G	20	40	1500/750	8000-22000	325mm	4000cp
FA40-40M						3500cp
FA40-40F						3000cp



德国 FLUKO 其他型号高剪切分散乳化机（请询问）

FA60



FA90



FA100

