

德国 FLUKO FM200 高剪切分散乳化机

- 噪音低，性能优越，可长时间运转，无级变速，
- 剪切分散头可卸，方便更换、清洗、灭菌等工作。
- 功率：输出：最大200W
- 标配有高稳定性底座及夹具，标准工作头配置--10G, 18G 各一支
- 转速：范围--300-23000rpm；无级调速；刻度显示
- 处理量：最小--10ml 水；最大--1000ml 水
- 接触物料部分材质--1. 4301



德国 FLUKO FM300 高剪切分散乳化机

- 高性能强扭距电机，特殊剪切分散头，运转更稳、适合高粘度。
- 多项技术改进，令设备更安全，更容易清洗维护，可长时间运转。
- 专为乳化沥青设计，也适用于其他高黏度物料。
- 标配 PTFE 轴套，自润滑，耐各种有机溶剂。选配耐高温（180℃）铜合金轴套。
- 功率：输入：550W；输出：350W
- 工作头：标配：K 型网孔工作头； 可选长孔、圆孔两种可更换定子头。
- 浸入液体部分轴套材质--铜质合金/PTFE
- 标配有高稳定性底座及夹具；标配拆卸工具一副；可选容器固定夹，定时调速器。
- 转速：范围：600-11000rpm；刻度显示；无级调速；
- 处理量：最小 200ml； 最大 5000ml 水



德国 FLUKO F22Z 连续式高剪切分散乳化机

- 德国原装马达，可模拟工况进行循环或在线连续匀浆，匀度高、无分散死角。
- 功率：输入：550W 输出：320W
- 密封配置--机械密封
- 转速范围--1000-28000rpm；刻度显示；无级调速
- 标准工作头配置--20DG；流量--1-15L/min(水)
- 材质：接触物料材质--1. 4571；浸入液体部分轴套材质--PTFE/SIC
- 标配高稳定底座及夹具；套拆卸工具和一个备品包；可选配玻璃工作腔；不锈钢腔，进口料管



德国 FLUKO 高剪切分散乳化全套解决方案

FD-60

JETMIXERS 捷流式分散混合机

PLM 固/液分散混合系统

